

## fabiani juhiste (FI) kaart

### ENNE PATSIENDI VENTILEERIMIST FABIANI VENTILAATORIGA

- **ÄRGE JÄTKE** voolusensorit kalibreerimata.
- Järgige **ALATI** kasutusjuhendit.
- O2 sensori käsitsi sisselülitamise korral tuleb see **ALATI** kalibreerida.
- Pärast keele vahetamist tuleb ventilaator **ALATI** lähtestada.

### PATSIENDI VENTILEERIMISE AJAL FABIANI VENTILAATORIGA:

- **ÄRGE** eksportige suundumusandmeid.
- **ÄRGE** vahetage seadme kasutuskeelt.
- **ÄRGE** kasutage sünkroniseeritud vaheaegadega kohustuslikul ventileerimisel mahupiiramise funktsiooni.
- Järgige **ALATI** kasutusjuhendit.
- Kasutage **ALATI** väliseid, aktiveeritud häiresignaali jälgimisseadmeid (nt SpO2 kapnomeeter).
- Seadistage patsiendi häiresignaaliid **ALATI** õigesti.
- Seadistage inspiratoorne rõhk ja inspiratoorse tipprõhu (Peak Inspiratory Pressure, PIP) häirelimiit **ALATI** õigesti, võttes arvesse, et rõhuvabastusmäär on 12 mbaari üle seadistatud PIP väärtuse.
- Kaheharuliste jätkuva positiivse õhujuurdevoolu seadmetega (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) ventileerimisel jälgige **ALATI**, et ventilatsioon oleks piisav.

Hoidke kaarti nähtavas kohas, fabiani seadme lähedal või sellele kinnitatuna, kuni edasiste korraldusteni!

Küsimuste tekkimisel pöörduge edasimüüja poole.

## fabian Instructions (FI) Card

### **BEFORE VENTILATING A PATIENT WITH A FABIAN VENTILATOR:**

- **DO NOT** bypass flow sensor calibration process.
- **ALWAYS** follow the Instructions for Use.
- **ALWAYS** calibrate the O<sub>2</sub> sensor when it is manually enabled.
- **ALWAYS** power cycle the ventilator after changing languages.

### **WHILE VENTILATING A PATIENT WITH A FABIAN VENTILATOR:**

- **DO NOT** export trend data.
- **DO NOT** change the language setting.
- **DO NOT** use the Volume Limit function while in SIMV mode.
- **ALWAYS** follow the Instructions for Use.
- **ALWAYS** utilize external monitoring (e.g. SpO<sub>2</sub>, capnometry) with activated alarms.
- **ALWAYS** set patient alarms appropriately.
- **ALWAYS** set inspiratory pressure and high peak inspiratory pressure (PIP) alarm limit appropriately while taking into account that the pressure relief level is 12 mbar above set PIP.
- **ALWAYS** monitor adequacy of assisted ventilation in dual limb CPAP mode.

Keep this card visible close to/attached to fabian device until further notice!

If you have any questions, please contact your distributor