



PREVOR

PRÉVOIR ET SAUVER

Laboratoire de Toxicologie & Maîtrise du Risque Chimique

OHUTUSTEATE NÄIDIS

KIIRELOOMULINE OHUTUSTEADE

DIPHOTERINE® - MINI-DAP ja MICRO-DAP
Nr PREVOR NC 18589-2

Tegevuse tüüp: Teave kasutajatele, kasutusjuhendite uuendamine

Kuupäev: 30.01.2019

Teema: DIPHOTERINE® lahust sisaldavate MINI-DAP-ide ja MICRO-DAP-ide kaitse

Asjaomaste seadmete kirjeldus:

DIPHOTERINE® lahusega MINI-DAP-i (200 ml) ja MICRO-DAP-i (100 ml) aerosoolid sisaldavad lahust, mida kasutatakse nahale sattunud kemikaalide kiireks mahapesemiseks. MINI-DAP-i ja MICRO-DAP-i aerosoolpudelites olev DIPHOTERINE® lahus eemaldab kemikaali naha pinnalt, takistab selle nahasse imbumist ja võimaldab piisavalt kaua pestes kemikaali nahakudedest eemaldada.

MINI-DAP ja MICRO-DAP ei ole mõeldud oma kasutaja jooksul tugevamaid lööke taluma. MINI-DAP-i või MICRO-DAP-i kahjustumise korral nende säilitusaja jooksul ei tarvitse seadmed enam töötada. Seega ei tarvitse vigastatud MINI-DAP ja MICRO-DAP dekontamineerimise vajaduse korral DIPHOTERINE® lahust eraldada.



Näited kahjustatud MINI-DAP-ist ja MICRO-DAP-ist:





PREVOR

PRÉVOIR ET SAUVER

Laboratoire de Toxicologie & Maîtrise du Risque Chimique

Tõrke kirjeldus:



Kui DIPHOTERINE® lahust sisaldav MINI-DAP või MICRO-DAP löögi saab (kukkumise, muljumise, tugeva hõõrdumise tõttu), edastatakse löögienergia ballooni sisemusse. Löögid võivad kahjustada:

- 1- Lahust sisaldava sisemise koti ja ballooni välise ventiili vahelise ühenduse rebenemine,
- 2- Balloonis asuva koti rebenemine.

Mõlemal juhul DIPHOTERINE® lahust sisaldav kott rebeneb ega ole enam hermeetiline. Aerosooli kasutamise korral väljub balloonis olev propellantgaas (N₂) difuuseri kaudu selle asemel, et kotile survet avaldada ja lahust vabastada. Selle tulemusena ei saa DIPHOTERINE® lahust enam dekontamineerimiseks kasutada. MINI-DAP ja MICRO-DAP ei ole enam kasutuskõlblikud.

Sellise olukorra võimalus on väga väike ja esineb vaid spetsiifiliste löökide korral. Viimase aasta jooksul müüdud MINI-DAP-ide ja MICRO-DAP-idega esinenud sarnaste juhtumite osakaal on umbes 0.009%.

Sellise olukorra ainus tagajärg on mittetöötav seade. Potentsiaalse defektiga seade ei ohusta kasutajaid isegi seadme kasutamisel.

Soovitused kasutaja poolt teostatavateks toiminguteks:

Selleks, et MICRO-DAP-is ja MINI-DAP-is sisalduva DIPHOTERINE® lahuse toime oleks optimaalne, soovib PREVOR kõikidele klientidele järgmist.

- Säilitage DIPHOTERINE® lahust sisaldavat MINI-DAP-i löökide ja kukkumise eest kaitstud kohas, et vältida mõju toote tõhususele.
- Kaitske DIPHOTERINE® lahust sisaldavat MINI-DAP-i tugevdatud ümbrisega, kui käsitlemistingimused võivad põhjustada lööke, muljumist või tugevat hõõrdumist.
- Ärge kasutage MINI-DAP-i ja MICRO-DAP-i, kui see on saanud lööke või kui sellel on nähtavaid löögijälgi.

Klientidele mõeldud uuendatud kasutusjuhend sisaldab ka seda teavet.

Ohutusteate edastamine:

See teave tuleb edastada kõikidele DIPHOTERINE® lahusega MINI-DAP-i ja MICRO-DAP-i kasutavatele klientidele ja jagada vajadusel ka klientide organisatsioonides.

See ohutusteade tuleb edastada igale teie organisatsiooni töötajale, kes sellega kursis peab olema ja igale organisatsioonile, kellele kõnealune metsitsiiniseade üle antud on.

Palun võtke piisavalt aega käesoleva ohutusteatega tutvumiseks ja sellest tulenevateks toiminguteks, et tagada korrigeerivate meetmete tõhusust.



PREVOR

PRÉVOIR ET SAUVER

Laboratoire de Toxicologie & Maîtrise du Risque Chimique

Kontaktandmed:

PRANTSUSMAA:

Joël BLOMET
Tegevjuht

PREVOR
Moulin de Verville
95760 Valmondois, France
+331 30 34 76 76

Allolev allkiri kinnitab, et käesoleva teadaande koostamisel konsulteeriti meditsiiniseadmete vallas pädevate asutustega.

Allkiri:

