

Teleflex Medical  
IDA Business & Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Westmeath, Iirimaa

Veebruar 2024

## ERAKORRALINE VALDKONNA OHUTUSTEATIS

<b>Toimingu tüüp:</b>	<b>Tagasikutsumine – eemaldamine</b>			
<b>Toote nimetus(ed):</b>	<b>Kodarluuarteri kateteriseerimiskomplektid Arrow® QuickFlash® Kodarluuarteri/arteriaalse toru kateteriseerimiskomplekt Arrow® QuickFlash®</b>			
<b>Teleflexi viide:</b>	<b>EIF-000556</b>			
<b>Tootekoodid:</b>	AK-04220	ASK-04220-FMH1	ASK-04220-HHC	ASK-04220-KSP
	ASK-04220-PSU	ASK-04220-UCL1	ASK-04500-AH	ASK-04500-HF-S
	NA-04220-S1A	NA-04220-X1A	RA-04220	RA-04220-W
<b>Partii/partiinumber:</b>	<b>Vt lisa 2</b>			

Lugupeetud klient!

### Üksikasjalik teave kõnealuste toodete kohta

Arrow International LLC, ettevõtte Teleflex Incorporated tütarettevõtte, onülalloetletud toodete puhul algatanud vabatahtliku valdkonna ohutuse parandusmeetme („FSCA“); tootekoodi, partiinumbri ja seadme kordumatu identifitseerimiskoodi teabe leiate lisast 2.

Probleemi kirjeldus ja viivitamata võetavad meetmed.

Teleflex käivitab selle vabatahtliku FSCA eespool nimetatud toodete jaoks, kuna saadud teated viitavad potentsiaalselt defektsele komponendile.

Saadud kaebused on seotud juhtraadi käepideme/kambri vastupidavusega kasutamise ajal. Komponenti probleemi võimalikud vahetud tagajärjed tervisele on arteriaalne vasospasm ja veresoonte vigastus, mis tuleneb korduvatest katsetest tehtud mitmest arteriaalsest punktsioonist. Kõik pikaajalised tagajärjed sõltuvad vahetute tagajärgede tõsidusest. Kui testite enne kasutamist kasutusjuhendis toodud juhiste ja hea kliinilise tava kohaselt, tuleks komponendi probleem tuvastada. Sellest hoolimata kutsub Teleflex lisas 2 loetletud tooted tagasi.

31.01.2024 seisuga on selle valdkonna ohutusteatis kohaldamisalasse kuuluvate toodete kohta laekunud kokku 194 kaebust juhtraadi käepideme/kambri vastupidavuse kohta kasutamise ajal. Nendest 194 kaebusest teata ükski vigastusest.

Meie andmed näitavad, et olete saanud tooteid, mis on selle FSCA kohaldamisalas.

**Olenevalt asukohast pidage kinni järgmisest toimingute loendist.**

Seadme asukoht	Toimingute loendi number
Meditsiinasutused (haiglad, meditsiinipersonal jne)	<b>1</b>
Edasimüüjad	<b>2</b>

**Toimingute loend nr 1 – tervishoiuasutused**

1. Palume teil viivitamatult kontrollida oma laoseisu, et teha kindlaks, kas seal on tooteid, mis kuuluvad selle valdkonna ohutuse parandusmeetme kohaldamisalasse. **Mõjutatud toote kasutamine ja turustamine tuleb kohe lõpetada ning see tuleb viivitamatult eraldada muudest toodetest.**
2. Juhul kui teil on kõnealuseid tooteid, märkige kinnitusvormil (lisa 1) asjakohane märkeruut ja võtke ühendust ettevõtte Teleflex klienditeenindusega, helistades allpool toodud telefoninumbri. See võimaldab teil dokumenteerida tagastamisele kuuluva kauba koguse. Klienditeeninduse esindaja võtab teiega ühendust tagastusloa (RGA) numbriga ning annab juhised toodete tagastamiseks Teleflex Medicalile.
3. Juhul kui teil ei ole kõnealuseid tooteid, märkige kinnitusvormil (lisa 1) asjakohane märkeruut ja tagastage vorm ettevõttele Teleflex, kasutades toodud kontaktandmeid.
4. Tagastatud kõnealuste toodete kättesaamisel väljastab Teleflex (või kohalik edasimüüja) teile kreditarve.

**Toimingute loend nr 2 – edasimüüjad**

1. Edastage selle valdkonna ohutusteatis koopia kõigile klientidele, kes on saanud kõnealuse toote. Seejärel peab iga teie klient täitma kinnitusvormi ja selle teile saatma.
2. Palume teil kohe kontrollida oma laoseisu, et teha kindlaks, kas seal on kõnealuseid tooteid. **Lõpetage kõnealuse toote kasutamine ja turustamine ning viige see kohe karantiini.** Seejärel saate tagastada kõik asjassepuutuvad tooted.
3. Edasimüüjana peate seejärel kinnitama ettevõttele Teleflex, et olete selle toimingute loendi number 2 toimingutes 1 ja 2 kirjeldatud turutoimingu läbi viinud. Kui olete need toimingud teinud, edastage täidetud kinnitusvorm alltoodud meiliaadressil.  
**Tähtis.** Vormi täites veenduge, et märgiksite vaid selle valdkonna ohutusteatis kohaldamisalasse kuuluvad partiinumbrid.
4. Arvestage, et Teleflex teavitab pädevaid asutusi kõigis Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides / Šveitsis, Ühendkuningriigis (EMP/CH/UK) ja Türgis (TR), kus Teleflex oma tooteid vahetult turustab.
5. Juhul kui olete müünud toodet oma riigist väljapoole, teavitage sellest ettevõtte Teleflex klienditeenindust, vastates alltoodud e-posti aadressil.
6. Juhul kui olete edasimüüja ja/või teil on teavitamiskohustus Euroopa Majanduspiirkonnas / Šveitsis / Ühendkuningriigis / Türgis või väljaspool neid piirkondi, teavitage sellest toimingust kohaliku pädevat asutust. Edastage teavituskiri ja kogu suhtlus kohaliku pädeva asutusega ka Teleflexile.

Toote kasutamisega seotud kõrvaltoimetest ja kvaliteediprobleemidest tuleb teatada ettevõtte Teleflex klienditeenindusele alltoodud kontaktandmetel.

**Teleflex**

Teleflex teavitab valdkonna ohutuse parandusmeetmest kõiki asjakohaseid kliente, Teleflexi töötajaid ja edasimüüjaid.

**Valdkonna ohutusteatis edastamine**

See ohutusteatis tuleb edastada kõigile asjaomastele isikutele teie asutuses ja kõigile asutustele, kuhu on võimalikke asjasse puutuvaid tooteid on tarnitud.

Võtke selle teatise edastamisel arvesse lõppkasutajaid, arste, riskihaldureid, tarneahelat/müügikeskust jne. Jälgige selle teatise olekut, kuni kõik vajalikud toimingud on teie organisatsioonis lõpetatud.

**Kontaktisik küsimuste korral**

Kui soovite lisateavet või selle teemaga seotud tuge, võtke ühendust järgmise isikuga.

**Klienditeenindus**

**Kontaktisik:** Shane Kenny

**Telefon:** +353 (0)86 3479154

**E-post:** [Recalls.Intl@teleflex.com](mailto:Recalls.Intl@teleflex.com)

Teleflex on pühendunud kvaliteetsete, ohutute ja tõhusate toodete pakkumisele. Palume vabandust kõigi ebamugavuste pärast, mida see parandusmeede teile põhjustab. Kui teil on muid küsimusi, võtke ühendust kohaliku müügiesindaja või klienditeenindusega.

Allakirjutanu kinnitab, et see teatis on edastatud asjakohasele reguleerivale asutusele.

*Teleflexi nimel*

*Padraig Hegarty*

*Padraig Hegarty VP, Global QA (tootmine)*

Lisa 1

Kliendi nr

**VALDKONNA OHUTUSE PARANDUSMEEDE**  
**KINNITUSVORM**

**TELEFLEXI TOOTEGA SEOTUD PARANDUSMEEDE – NÕUAB VIIVITAMATUT TÄHELEPANU**  
Viide EIF-000556

**TAGASTAGE TÄIDETUD VORM VIIVITAMATULT**

E-post: [Recalls.Intl@teleflex.com](mailto:Recalls.Intl@teleflex.com)

<input type="checkbox"/> Kinnitame selle FSN-i kättesaamist ja tegime selles sisalduvad nõutavad toimingud. Kinnitame, et meie laoseisud EI sisalda tooteid, mida see valdkonna teatis puudutab.	<input type="checkbox"/> Kinnitame selle FSN-i kättesaamist ja selles sisalduvate vajalike toimingute lõpuleviimist. Lisaks kinnitame, et meie varud SISALDAVAD tooteid, mida see meede mõjutab. Kõnealuste toodete kasutamine ja edasine levitamine on peatatud. Kõik tooted on kõrvale pandud ja alltoodud kogus tagastatakse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Täitke see kinnitusvorm ja tagastage kohe, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid.

Tootekood	Partii/partiinumber	Tagastatav kogus
<b>Tähtis!</b> Vormi täites veenduge, et märgiksite vaid selle valdkonna ohutusteatis kohaldamisalasse kuuluvad partiinumbrid.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisage tagastatavate toodete pakendile täidetud kinnitusvormi koopia.</li> <li>Märgistage tagastused sildiga „Valdkonna ohutusteatis tagastused EIF-000556“.</li> </ul> Märkus. Mitte-FSCA toodete tagastamisel tuleb järgida standardseid toote tagastamise protsesse.		

<b>ASUTUSE NIMI (NT HAIGLA, TERVISHOIUASUTUSE NIMI)</b>	
<b>ASUTUSE ADDRESS</b>	<b>TELEFON/FAKS/E-POST</b>
<b>VORMI TÄITJA</b>	<b>TEMPEL</b>
<b>NIMI TRÜKITÄHTEDEGA:</b> _____  <b>ALLKIRI:</b> _____	

KUUPÄEV		
---------	--	--

**Lisa 2. Toode kuulub EIF-000556 kohaldamisalasse**

Tootekood	Partii	Seadme kordumatu identifikaator
AK-04220	13F22E0436	(01)20801902190943(17)241031(10)13F22E0436
AK-04220	13F22H0360	(01)20801902190943(17)241031(10)13F22H0360
AK-04220	33F23E0375	(01)20801902190943(17)250430(10)33F23E0375
AK-04220	33F23K0032	(01)20801902190943(17)250430(10)33F23K0032
AK-04220	33F23J0443	(01)20801902190943(17)250831(10)33F23J0443
AK-04220	33F23L0862	(01)20801902190943(17)251130(10)33F23L0862
AK-04220	13F22L0105	(01)30801902121616 (17)241130(10)13F22L0105
AK-04220	13F23A0651	(01)30801902121616 (17)241130(10)13F23A0651
AK-04220	33F23C0100	(01)30801902121616 (17)241130(10)33F23C0100
AK-04220	33F23F0347	(01)30801902121616 (17)241130(10)33F23F0347
AK-04220	33F23E0501	(01)30801902121616 (17)250331(10)33F23E0501
AK-04220	33F23G0141	(01)30801902121616 (17)250430(10)33F23G0141
ASK-04220-FMH1	33F23B0525	(01)20801902111665(17)240331(10)33F23B0525
ASK-04220-FMH1	33F23H0100	(01)20801902111665(17)250331(10)33F23H0100
ASK-04220-HHC	33F23F0067	(01)20801902190851(17)250228(10)33F23F0067
ASK-04220-HHC	33F23K0278	(01)20801902190851(17)250331(10)33F23K0278
ASK-04220-HHC	33F23G0478	(01)20801902190851(17)250531(10)33F23G0478
ASK-04220-HHC	33F23H0101	(01)20801902190851(17)250531(10)33F23H0101
ASK-04220-KSP	33F23E0709	(01)20801902156406(17)250131(10)33F23E0709
ASK-04220-KSP	33F23H0102	(01)20801902156406(17)250131(10)33F23H0102
ASK-04220-KSP	33F23H0918	(01)20801902156406(17)250131(10)33F23H0918
ASK-04220-KSP	33F23J0607	(01)20801902156406(17)250228(10)33F23J0607
ASK-04220-PSU	33F23F0331	(01)40801902121446(17)250331(10)33F23F0331
ASK-04220-PSU	33F23G0663	(01)40801902121446(17)250430(10)33F23G0663
ASK-04220-UCL1	33F23F0801	(01)20801902159124(17)240831(10)33F23F0801
ASK-04220-UCL1	33F23C0726	(01)20801902159124(17)241130(10)33F23C0726
ASK-04220-UCL1	33F23H0320	(01)20801902159124(17)250228(10)33F23H0320
ASK-04500-AH	33F23E0731	(01)20801902114048(17)251130(10)33F23E0731
ASK-04500-AH	33F23H0103	(01)20801902114048(17)260131(10)33F23H0103
ASK-04500-AH	33F23H0395	(01)20801902114048(17)260228(10)33F23H0395
ASK-04500-HF-S	33F23F0202	(01)40801902118002(17)251130(10)33F23F0202
ASK-04500-HF-S	33F23H0104	(01)40801902118002(17)251231(10)33F23H0104
ASK-04500-HF-S	33F23H0396	(01)40801902118002(17)260228(10)33F23H0396
NA-04220-S1A	33F23J0671	(01)20801902139416(17)250228(10)33F23J0671
NA-04220-X1A	33F23F0704	(01)20801902136606(17)250228(10)33F23F0704
RA-04220	14F23B0041	(01)20801902180678(17)280131(10)14F23B0041
RA-04220	14F21L0189	(01)30801902193309(17)261031(10)14F21L0189
RA-04220	14F21L0190	(01)30801902193309(17)261031(10)14F21L0190
RA-04220	14F21L0250	(01)30801902193309(17)261130(10)14F21L0250
RA-04220	14F21L0251	(01)30801902193309(17)261130(10)14F21L0251
RA-04220	14F21L0252	(01)30801902193309(17)261130(10)14F21L0252
RA-04220	14F21L0253	(01)30801902193309(17)261130(10)14F21L0253
RA-04220	14F21M0130	(01)30801902193309(17)261231(10)14F21M0130
RA-04220	14F21M0131	(01)30801902193309(17)261231(10)14F21M0131
RA-04220	14F21M0205	(01)30801902193309(17)261231(10)14F21M0205
RA-04220	14F21M0206	(01)30801902193309(17)261231(10)14F21M0206
RA-04220	14F22A0044	(01)30801902193309(17)261231(10)14F22A0044
RA-04220	14F22A0123	(01)30801902193309(17)261231(10)14F22A0123

## Lisa 2. Toode kuulub EIF-000556 kohaldamisalasse

Tootekood	Partii	Seadme kordumatu identifikaator
RA-04220	14F22A0124	(01)30801902193309(17)261231(10)14F22A0124
RA-04220	14F22A0143	(01)30801902193309(17)261231(10)14F22A0143
RA-04220	14F22A0144	(01)30801902193309(17)270131(10)14F22A0144
RA-04220	14F22B0163	(01)30801902193309(17)270131(10)14F22B0163
RA-04220	14F22B0164	(01)30801902193309(17)270131(10)14F22B0164
RA-04220	14F22B0175	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22B0175
RA-04220	14F22C0017	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0017
RA-04220	14F22C0018	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0018
RA-04220	14F22C0019	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0019
RA-04220	14F22C0020	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0020
RA-04220	14F22C0021	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0021
RA-04220	14F22C0022	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0022
RA-04220	14F22C0216	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0216
RA-04220	14F22C0284	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0284
RA-04220	14F22C0346	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22C0346
RA-04220	14F22C0347	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22C0347
RA-04220	14F22D0023	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22D0023
RA-04220	14F22D0024	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22D0024
RA-04220	14F22D0110	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22D0110
RA-04220	14F22D0217	(01)30801902193309(17)270430(10)14F22D0217
RA-04220	14F22D0291	(01)30801902193309(17)270430(10)14F22D0291
RA-04220	14S22D0218	(01)30801902193309(17)270430(10)14S22D0218
RA-04220	14F22E0016	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22E0016
RA-04220	14F22E0173	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22E0173
RA-04220	14F22E0215	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22E0215
RA-04220	14F22F0003	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22F0003
RA-04220	14F22F0062	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22F0062
RA-04220	14F22F0208	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22F0208
RA-04220	14F22F0209	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22F0209
RA-04220	14F22F0210	(01)30801902193309(17)270630(10)14F22F0210
RA-04220	14F22F0212	(01)30801902193309(17)270630(10)14F22F0212
RA-04220	14F22F0335	(01)30801902193309(17)270630(10)14F22F0335
RA-04220	14F22F0336	(01)30801902193309(17)270630(10)14F22F0336
RA-04220	14F22G0297	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22G0297
RA-04220	14F22G0298	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22G0298
RA-04220	14F22G0325	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22G0325
RA-04220	14F22G0326	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22G0326
RA-04220	14F22H0078	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22H0078
RA-04220	14F22H0079	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22H0079
RA-04220	14F22H0250	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22H0250
RA-04220	14F22J0078	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0078
RA-04220	14F22J0079	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0079
RA-04220	14F22J0080	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0080
RA-04220	14F22J0081	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0081
RA-04220	14F22J0082	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0082
RA-04220	14F22J0083	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0083
RA-04220	14F22J0257	(01)30801902193309(17)270930(10)14F22J0257
RA-04220	14F22K0182	(01)30801902210631(17)270930(10)14F22K0182
RA-04220	14F22K0183	(01)30801902210631(17)270930(10)14F22K0183
RA-04220	14F22K0184	(01)30801902210631(17)270930(10)14F22K0184

## Lisa 2. Toode kuulub EIF-000556 kohaldamisalasse

Tootekood	Partii	Seadme kordumatu identifikaator
RA-04220	14F22K0185	(01)30801902210631(17)270930(10)14F22K0185
RA-04220	14F22K0223	(01)30801902210631(17)271031(10)14F22K0223
RA-04220	14F22M0032	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0032
RA-04220	14F22M0033	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0033
RA-04220	14F22M0034	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0034
RA-04220	14F22M0035	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0035
RA-04220	14F22M0036	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0036
RA-04220	14F22M0132	(01)30801902210631(17)271231(10)14F22M0132
RA-04220	14F23B0042	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0042
RA-04220	14F23B0142	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0142
RA-04220	14F23B0143	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0143
RA-04220	14F23B0144	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0144
RA-04220	14F23B0154	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0154
RA-04220	14F23D0203	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0203
RA-04220	14F23D0204	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0204
RA-04220	14F23D0205	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0205
RA-04220	14F23D0206	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0206
RA-04220	14F23D0207	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0207
RA-04220	14F23E0093	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23E0093
RA-04220	14F23E0094	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23E0094
RA-04220	14F23E0210	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23E0210
RA-04220	14F23E0211	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23E0211
RA-04220	14F23F0036	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0036
RA-04220	14F23F0037	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0037
RA-04220	14F23F0038	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0038
RA-04220	14F23F0252	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0252
RA-04220	14F23F0253	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0253
RA-04220	14F23F0377	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23F0377
RA-04220	14F23F0378	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23F0378
RA-04220	14F23F0379	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23F0379
RA-04220	14F23G0147	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0147
RA-04220	14F23G0148	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0148
RA-04220	14F23G0149	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0149
RA-04220	14F23G0150	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0150
RA-04220	14F23G0151	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0151
RA-04220	14F23G0252	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0252
RA-04220	14F23H0087	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0087
RA-04220	14F23H0088	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0088
RA-04220	14F23H0089	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0089
RA-04220	14F23H0090	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0090
RA-04220	14F23H0163	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0163
RA-04220	14F23H0253	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0253
RA-04220	14F23H0254	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0254
RA-04220	14F23H0255	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0255
RA-04220	14F23J0031	(01)30801902210631(17)280831(10)14F23J0031
RA-04220	14F23J0032	(01)30801902210631(17)280831(10)14F23J0032
RA-04220	14F23J0137	(01)30801902210631(17)280831(10)14F23J0137
RA-04220	14F23J0138	(01)30801902210631(17)280831(10)14F23J0138
RA-04220	14F23J0276	(01)30801902210631(17)280930(10)14F23J0276
RA-04220	14F23J0277	(01)30801902210631(17)280930(10)14F23J0277

**Lisa 2. Toode kuulub EIF-000556 kohaldamisalasse**

Tootekood	Partii	Seadme kordumatu identifikaator
RA-04220-W	13F22E0142	(01)30801902193316(17)270430(10)13F22E0142
RA-04220-W	13F22H0417	(01)30801902193316(17)270831(10)13F22H0417
RA-04220-W	13F22J0586	(01)30801902193316(17)270930(10)13F22J0586
RA-04220-W	13F22M0442	(01)30801902193316(17)271231(10)13F22M0442
RA-04220-W	13F23C0015	(01)30801902193316(17)280331(10)13F23C0015
RA-04220-W	13F23J0017	(01)30801902193316(17)280930(10)13F23J0017
RA-04220-W	13F22F0124	(01)30801902202988(17)270531(10)13F22F0124
RA-04220-W	13F23B0363	(01)30801902202988(17)280131(10)13F23B0363
RA-04220-W	13F23H0010	(01)30801902202988(17)280731(10)13F23H0010
RA-04220-W	13F23J0013	(01)30801902202988(17)280831(10)13F23J0013
RA-04220-W	13F23K0001	(01)30801902202988(17)280930(10)13F23K0001

- dokumendi lõpp -