

N° de série	Désignation
99823	Appareil photo Mavica Sony
40705	Boîtier étanche connect. echo
A012812	BS-LL1 Mini source LED pour BS
001-062718	Chariot pour VIVIDEO avec transformateur
85838	CO2 Efficient insufflateur
14VA43A	CP-1000 VIVIDEO
G120094	EB-1570AK vidéobroncho autoflu
G120046	EB-1570AK vidéobroncho autoflu
G120079	EB-1570AK vidéobroncho autoflu
G120062	EB-1570AK vidéobroncho autoflu
G120064	EB-1570AK vidéobroncho autoflu
G121504	EB-1570K Vidéobronchoscope
G121118	EB-1570K Vidéobronchoscope
G121036	EB-1570K Vidéobronchoscope
G121119	EB-1570K Vidéobronchoscope
A120206	EB-1570K Vidéobronchoscope
G121987	EB-1570K Vidéobronchoscope
G121485	EB-1570K Vidéobronchoscope
G120558	EB-1570K Vidéobronchoscope
G120664	EB-1570K Vidéobronchoscope
A120170	EB-1570K Vidéobronchoscope
G120458	EB-1570K Vidéobronchoscope
H120474	EB-1575K Vidéobronchoscope Adulte Stérilisable
H120429	EB-1575K Vidéobronchoscope Adulte Stérilisable
H120701	EB-1575K Vidéobronchoscope Adulte Stérilisable
G120115	EB-1970AK vidéobroncho autoflu
G120922	EB-1970K vidéobronchoscope
H120531	EB-1970UK, Echoendo vidéo
A120224	EB-1970UK, Echoendo vidéo
A120073	EC-3485FK Vidéocoloscope Pédi
A110076	EC34-i10F Coloscope Vidéo HD+ Pédiatrique standard
G121133	EC-380FK2p vidéo coloscope
G121062	EC-380FK2p vidéo coloscope
G122106	EC-380FK2p vidéo coloscope
G120013	EC-380FKp vidéo coloscope
G120534	EC-380FKp vidéo coloscope
G120427	EC-380FKp vidéo coloscope
E02066	EC-3840FK Vidéo Coloscope **
A120045	EC-3881FK VIDÉO COLOSCOPE
A120057	EC-3881FK VIDÉO COLOSCOPE
A120444	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120442	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120486	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120236	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120223	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120221	EC-3885FK Vidéo coloscope

A120563	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120540	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120069	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120393	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120151	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120571	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120456	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120300	EC-3885FK Vidéo coloscope
A120251	EC-3885FK2 vidéo coloscope
A110296	EC-3885FK2 vidéo coloscope
A120024	EC-3885MK vidéo coloscope
A110290	EC-3890Fi Video Colo Hi Line
A110225	EC-3890Fi Video Colo Hi Line
H111425	EC-3890Fi Video Colo Hi Line
A111166	EC-3890Fi Video Colo Hi Line
A111343	EC-3890Fi Video Colo Hi Line
A111388	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A111391	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A110803	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A111726	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A111739	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A111740	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A111755	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A111749	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A111776	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
H112226	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A111070	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A111245	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A111164	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A111792	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A110973	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A110712	EC-3890FI2 VIDEO COLO HI LINE
A120191	EC-3890FK Colo Vidéo Adulte
A120267	EC-3890FK Colo Vidéo Adulte
A120082	EC-3890FK2 Colo Vidéo Adulte
A120171	EC-3890FK2 Colo Vidéo Adulte
A120537	EC-3890FK2 Colo Vidéo Adulte
A120315	EC-3890FK2 Colo Vidéo Adulte
A120081	EC-3890FK2 Colo Vidéo Adulte
A120563	EC-3890FK2 Colo Vidéo Adulte
A110040	EC-3890Mi2 Vidéo Colo Hi line
A110064	EC-3890Mi2 Vidéo Colo Hi line
A120019	EC-3890TFK, vidéocoloscope
A120023	EC-3890TFK, vidéocoloscope
A110161	EC38-i10F Coloscope Vidéo HD+ Adulte standard
A110145	EC38-i10F2 ColoVidéo HD+ Ad Stand Rigidité prog
A110442	EC38-i10F2 ColoVidéo HD+ Ad Stand Rigidité prog

A120044	ED-3480TK Duodéno vidéo thérap
A120438	ED-3480TK Duodéno vidéo thérap
A120459	ED-3480TK Duodéno vidéo thérap
A120566	ED-3480TK Duodéno vidéo thérap
A120609	ED-3480TK Duodéno vidéo thérap
A120239	ED-3480TK Duodéno vidéo thérap
A120474	ED-3480TK Duodéno vidéo thérap
A120535	ED-3480TK Duodéno vidéo thérap
A110071	ED34-i10t Duodénoscope Vidéo HD+
A120110	EG-1580K gastro pédia. vidéo
A120073	EG-1580K gastro pédia. vidéo
A120099	EG-1580K gastro pédia. vidéo
A120183	EG-1690K Vidéogastro ultra fin
A120038	EG-1690K Vidéogastro ultra fin
A120292	EG-1690K Vidéogastro ultra fin
A120097	EG16-K10 Video naso pédiatrique HR
A120368	EG-1870K Vidéo Gastroscope
A120201	EG-1870K Vidéo Gastroscope
A120473	EG-1870K Vidéo Gastroscope
A120511	EG-1870K Vidéo Gastroscope
A120197	EG-2470K vidéo endoscope
A120488	EG-2770K vidéo gastro pédia.
H120974	EG-2790K Gastro Vidéo Fin
A120175	EG-2790K Gastro Vidéo Fin
A120147	EG-2790K Gastro Vidéo Fin
G121909	EG-290Kp video gastroscopie
G122453	EG-290Kp video gastroscopie
G122452	EG-290Kp video gastroscopie
G120314	EG-290Kp video gastroscopie
A120127	EG-2980K Vidéo Gastroscope
A120434	EG-2980K Vidéo Gastroscope*
A120438	EG-2980K Vidéo Gastroscope*
A120994	EG-2985K Vidéo gastroscopie
A120747	EG-2985K Vidéo gastroscopie
A120417	EG-2985K Vidéo gastroscopie
A120548	EG-2985K Vidéo gastroscopie
A111681	EG-2990i Video gastro Hi Line
A115223	EG-2990i Video gastro Hi Line
A112691	EG-2990i Video gastro Hi Line
H119119	EG-2990i Video gastro Hi Line
A111535	EG-2990i Video gastro Hi Line
A113855	EG-2990i Video gastro Hi Line
A112981	EG-2990i Video gastro Hi Line
A116751	EG-2990i Video gastro Hi Line
A116746	EG-2990i Video gastro Hi Line
A117707	EG-2990i Video gastro Hi Line
A113718	EG-2990i Video gastro Hi Line

A116034	EG-2990i Video gastro Hi Line
A116032	EG-2990i Video gastro Hi Line
A121701	EG-2990K Gastro video Adulte
A110340	EG29-i10 Gastroscope Video HD+ Adulte
A111420	EG29-i10 Gastroscope Video HD+ Adulte
A112545	EG29-i10 Gastroscope Video HD+ Adulte
A110990	EG29-i10 Gastroscope Video HD+ Adulte
A120116	EG-3270UK Echoendo linéaire diagnostique fin
H120616	EG-3490K vidéo gastroscope
A120211	EG-3490K vidéo gastroscope
E110182	EG-3630UR Echoend Vidéo Radial
E010031	EG-3630UR Echoend Vidéo Radial
F110674	EG-3630UR Echoend Vidéo Radial
F110446	EG-3630UR Echoend Vidéo Radial
G120113	EG-3670URK Vidéo echoendoscope
G120048	EG-3670URK Vidéo echoendoscope
E110209	EG-3830UT Echoendo Vidéo
E110363	EG-3830UT Echoendo Vidéo
A120404	EG-3870UTK Echoendo Vidéo
A120321	EG-3870UTK Echoendo Vidéo
A120710	EG-3870UTK Echoendo Vidéo
H121208	EG-3870UTK Echoendo Vidéo
A121074	EG-3870UTK Echoendo Vidéo
A120688	EG-3870UTK Echoendo Vidéo
A121110	EG-3870UTK Echoendo Vidéo
A121045	EG-3870UTK Echoendo Vidéo
A120220	EG-3870UTK Echoendo Vidéo
A120104	EG-3870UTK Echoendo Vidéo
A120519	EG-3870UTK Echoendo Vidéo
A120627	EG-3870UTK Echoendo Vidéo
C00490	EGA-501P
EA010378	EPK-1000 vidéoprocess.numéri
EA010062	EPK-1000 vidéoprocess.numéri
EF012316	EPK-i Vidéo Processeur Hi line
EB010110	EPK-i Vidéo Processeur Hi line
EF011632	EPK-i Vidéo Processeur Hi line
ED011745	EPK-i5000 Vidéo Processeur Num HD
EA010088	EPK-i7000 Videoprocresseur HD+
EC01541	EPM-3300 Vidéo Processeur**
G110804	FB-10V Bronchoscope
A110211	FB-10V Bronchoscope
G112020	FB-15BS - Bronchoscope port.
G112604	FB-15BS - Bronchoscope port.
G112908	FB-15P Bronchoscope
A011068	FB-15P Bronchoscope
G113164	FB-15P Bronchoscope
A01558	FB-15P Bronchoscope

G111219	FB-15RBS Broncho portable "R"
H111426	FB-15RBS Broncho portable "R"
G110858	FB-15RBS Broncho portable "R"
G111462	FB15V fibre bronchoscope adulte
A01031	FB15V fibre bronchoscope adulte
A01028	FB15V fibre bronchoscope adulte
H112928	FB15V fibre bronchoscope adulte
G111123	FB15V fibre bronchoscope adulte
G111104	FB15V fibre bronchoscope adulte
G112754	FB15V fibre bronchoscope adulte
A110627	FB-18BS Bronchoscope portable
G110814	FB-18BS Bronchoscope portable
G110857	FB-18V Bronchoscope
G110810	FB-18V Bronchoscope
G111156	FB-18V Bronchoscope
G110928	FB-18V Bronchoscope
H110700	FB-19TV Bronchoscope
G110451	FB8V fibre bronchoscope pédiatric
G110346	FB8V fibre bronchoscope pédiatric
A01231	FCY-15P2 Cystoscope **
G110538	FCY-15RBS cystoscope portable
G110771	FCY-15RBS cystoscope portable
G110786	FCY-15RBS cystoscope portable
G110732	FCY-15RBS cystoscope portable
G110761	FCY-15RBS cystoscope portable
G110600	FCY-15RBS cystoscope portable
G110675	FCY-15RBS cystoscope portable
A110025	FG15W fibre gastroscopie
A110221	FG-24W Gastroscopie
A01026	FG-29V Gastroscopie**
A010175	FG-34UX Echoendo sectoriel
A110289	FG-36UX Echoendo sectoriel
A110269	FG-36UX Echoendo sectoriel
G111649	FI-10BS Fibro Intub. portable
G111613	FI-10BS Fibro Intub. portable
G110832	FI-13BS Intubation portable
G110383	FI-13BS Intubation portable
G110703	FI-13BS Intubation portable
H110590	FI-13RBS Fib. Intub. Difficile
H110583	FI-13RBS Fib. Intub. Difficile
G110287	FI-16BS Fibro Intub. portable
G110359	FI-16BS Fibro Intub. portable
G110712	FI-16BS Fibro Intub. portable
G111280	FI-16BS Fibro Intub. portable
G110295	FI-16BS Fibro Intub. portable
G111091	FI-16BS Fibro Intub. portable
G110579	FI-16BS Fibro Intub. portable

G111341	FI-16BS Fibro Intub. portable
H111347	FI-16RBS fib. Intub. Adulte
G110521	FI-16RBS fib. Intub. Adulte
H111032	FI-16RBS fib. Intub. Adulte
G110196	FI-16RBS fib. Intub. Adulte
G110973	FI-16RBS fib. Intub. Adulte
G110165	FI-7BS Fibro Intub. portable
G110232	FI-7BS Fibro Intub. portable
G110166	FI-7BS Fibro Intub. portable
G110116	FI-7RBS Fib. int. port. néonat
G112691	FNL-10RBS Nasolaryngo port.
G112754	FNL-10RBS Nasolaryngo port.
G112300	FNL-10RBS Nasolaryngo port.
G110937	FNL-10RBS Nasolaryngo port.
A110688	FNL-10RBS Nasolaryngo port.
G114596	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
G140134	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
G113637	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
G140467	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
G114625	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
G119252	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
G113317	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
A112764	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
H141198	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
G115442	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
G114692	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
H141330	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
G119391	FNL-10RP3 Nasolaryngoscope
A01139	FNL-10RP3 - Nasolaryngoscope
A01233	FNL-15RP2 Nasolaryngoscope
G114181	FNL7RP3 nasopharyngolaryngoscope
G111423	FNL7RP3 nasopharyngolaryngoscope
G112782	FNL7RP3 nasopharyngolaryngoscope
A110318	G-EYE38-i10F Vidéocoloscope G-EYE
EA010040	ISC-1000 Syst. endomicroscopie
14-243179	Moniteur 19" NDS RADIANCE
10-164989	Moniteur 24" NDS RADIANCE
14-233958	Moniteur 26" NDS RADIANCE
	OS-H4 bouteille d'eau
6003328	PVM-14N1MDE MoniteurSony 36cm*
15-253604	Radiance 24" G2 LED, Custom Pentax
	SH-AP2, Testeur d'étanchéité
	SH-AP2, Testeur d'étanchéité
	SH-AP5, Testeur d'étanchéité
	SH-AP5, Testeur d'étanchéité 0911 bague bleue
	SH-AP5, Testeur d'étanchéité 0911 sans bague bleue
100	SMP Processeur nett/désinf.

59322	UP-21MD Imprimante SONY A6
50627	UP-25MDSYN Impri. video Sony
A11393	VNL-1330 Vidéo Nasolaryngo
15NA46A	VNL9-CP VIVIDEO