

Joogivee proovide võtmine

Proovide võtmiseks kasutatavad **anumad**:

- 0,5 liitrine plastist või klaasist steriilne pudel mikrobioloogiliseks analüüsiks. Steriilseid pudeleid väljastab labor.
- Plastist puhas pudel keemiliseks analüüsiks. Pudeli maht sõltub analüüsitavaatest näitajatest (enamasti 0,5 – 2 liitrit).
- Mõningate näitajate analüüsiks tuleb proov võtta konservandiga pudelisse või on vaja suuremat proovi kogust. Spetsiifiliste analüüside osas küsida infot laborist.

Proovide võtmisel tuleb jälgida, et ei saastataks proovivõtuanumaid ega nende korke:

- Proovivõtupudeleid ei avata enne proovi võtmist.
- Korgi sisepind ja pudeli suu ei tohi kokku puutuda kraaniga ega muu potentsiaalselt saastava pinnaga.

Proovi võtmine **kraanist**:

- Eemaldatakse kõik liseseadmed, mis võivad mõjutada vee omadusi ja kvaliteeti (voolikud, filtrid jms).
- Kraani ots pühitakse puhtaks ühekordselt kasutatava salvrätikuga.
- Veel lastakse voolata vee temperatuuri stabiliseerumiseni (vähemalt 1-2 minutit, vajadusel kauem). Kraan suletakse.
- Kraani ots desinfitseeritakse leegiga või desolahusega. Lastakse veel uuesti 1-2 minutit voolata. Ainult keemiliste uuringute jaoks proovi võtmisel pole desinfitseerimine vajalik.
- Mikrobioloogiliseks analüüsiks täidetakse pudel selliselt, et veeproovi ja pudeli korgi vahele jääks umbes 2 cm õhuruumi.
- Keemilisteks uuringuteks ettenähtud pudel(id) täidetakse ülevooluni.
- Konservandiga pudeleid tuleb täita ettevaatlikult, et vältida konservandi pudelist välja voolamist.
- Pudelid suletakse tihedalt ja märgistatakse.
- Täidetakse kaaskiri proovi laborisse saatmiseks.

Proovi võtmine **salvkaevust**:

- Vesi võetakse igapäevaselt kaevust veevõtuks kasutatava puhta nõuga.
- ca 1/3 nõu sisust kallatakse ära ning üle sama anuma serva valatakse vesi proovipudelitesse.

Proovide transport:

- Ajavahemik proovi võtmisest kuni proovide saabumiseni laborisse peab olema võimalikult lühike, soovitatavalt kuni 6 tundi.
- Kui ei ole võimalik proove koheselt laborisse toimetada, jahutatakse need vahetult peale proovivõttu ning transporditakse laborisse jahutatuna. Proovid peavad jõudma laborisse hiljemalt 18 tundi peale proovivõttu.

Täiendav informatsioon:

Tel. 58093071; 58093215

tartulabor@terviseamet.ee

Proovivõtu pudeleid saab Terviseameti Tartu laborist, Põllu 1a, E-R kell 8-16.